




POZVÁNKA NA WORKSHOP

Téma:

- 1) Systém sekčních a obvodových matric PALODENT V3, 360
- 2) Efektivita je klíčem k produktivitě

Místo a termín:

Přímo ve Vaší ordinaci v termínu, který si sami vyberete.

Sylabus přednášky:

1) Systém sekčních matric

- Zajišťuje dokonale těsné a předvídatelné kontakty
- Těsný uzávěr při dásních
- Redukované dokončování a leštění

Praktická ukázka - práce na modelu:

- Nácvik použití Pinzety s pin hrotem,
- Nácvik použití speciálních kleští s hroty
- Nácvik použití kroužku, umístění matrice, klínků, klínků s ochrannou clonou

2) Efektivita je klíčem k produktivitě

Přímé výplně představují zhruba třetinu ročního příjmu praktické zubní ordinace. Zvýšení efektivity ošetření kavit II. třídy přímo ovlivňuje každodenní příjem zubní ordinace.

Technologie SDR Plus typu bulk-fill umožňuje nanášet materiál v 4 mm vrstvách bez podkládání. Automaticky se tak zkracuje doba ošetření a potřebné materiály.

Nanášení velkých vrstev přináší až 40 % úsporu času ve srovnání s klasickou technikou vrstvení.

Díky unikátnímu chemickému složení a lepší odolnosti vůči opotřebení je nyní materiál SDR Plus schválen pro použití na výplně kavit III. a V. třídy. To rozšiřuje jeho možnosti použití u více tříd výplní kavit, než jaké má jakýkoli jiný zatékavý materiál.

- Zatékací kompozit typu bulk-fill
- Až 4 mm vrstvy
- Samo-nivelační konzistence = vynikající adaptace ke kavitě
- O 60% nižší smršťovací napětí
- Více než 5 let na trhu
- Odstíny SDR Plus: Universal, A1, A2, A3

Produkty použité v rámci kurzu:

Palodent V3, 360 a SDR Plus, Neo Spectra ST + model

Časový plán:

Celkový čas praktického kurzu: cca 1,5 hod

Těší se na Vás:
Bc. Jana Hluchá - produktový specialista Dentsply Sirona
Dana Paterová - odborný konzultant Janda Dental
tel. 777 757 502, email: paterova@janda-dental.cz

