

## **Okkluspray - Okluzní sprej**

Obj. číslo **70270**

Dóza se 75 ml, zelený  
s přesnou plastovou špičkou

*Typ přípravku:*

Okluzní sprej označuje kontaktní body při zkoušení nebo vsazení protetických prací v zubní laboratoři nebo zubní ordinaci. Použité značící látky jsou v potravinářské kvalitě.

Upozornění:

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami na 50°C. Po spotřebování neotvírejte pomocí násilí ani nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti ohni nebo na hořlavé předměty. Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů otevřeného ohně – nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyroce hořlavý.

Výrobce:  
**Dental-Union GmbH**  
Gutenbergring 7-9  
D-63110 Rodgau  
Nieder-Roden

Distributor:  
**Janda-Dental a.s.**  
Březinova 1739, 440 01 Louny  
Tel.: 415 653 201  
E-mail: [info@janda-dental.cz](mailto:info@janda-dental.cz)  
[www.janda-dental.cz](http://www.janda-dental.cz)